



Maj 2020

## En-patients BIPAP og CPAP i ét og samme system

**Flow-Safe II®** beskrives af brugere som det mest komplette og intuitive énpatient CPAP-system på markedet. Det er samlet i pakningen og kommer standard med inline manometer og sikkerhedsventil. Koblingerne er i standardmål, så det er let at tilslutte egne masker og forstøvere. Vi anbefaler dog, at man køber systemet komplet med maske og/eller forstøver for at få den dokumenterede effekt.

- Headgear behageligt, nemt at justere og løsne
- Systemet er samlet i pakningen
- Forstøvning muligt, stadig kun nødvendigt med en O<sup>2</sup>-kilde
- Manometer sidder inline og viser den reelle behandling
- Respirationsfilter kan monteres mellem maske og delen med manometer



Som noget helt unikt kan vi nu også tilbyde verdens første énpatient BIPAP og CPAP system i et og samme system **Flow-Safe II+® Disposable BiLevel CPAP System**. Ideelt til situationer hvor der kan opstå mangel på BIPAP/CPAP apparatur, eller hvor lægen vurderer, patientens tilstand ikke kræver invasiv respiratorbehandling.

- Kompakt og let at starte behandlingen
- Kun behov for en O<sup>2</sup>-kilde
- Switch nemt mellem CPAP eller BiPAP
- Flowet bestemmer CPAP eller BIPAP IPAP tryk
- EPAP niveau indstilles på en knap ved BiPAP behandling
- Inline manometer viser CPAP, IPAP og EPAP niveau
- Respirationsfilter kan monteres mellem maske og delen med manometer



Kontakt os for mere information eller en afprøvning af systemet Flow-Safe II® eller Flow-Safe II+® Disposable BiLevel CPAP System:

Annette Thomsen, produktspecialist  
 Mail: [annette.thomsen@mediplast.com](mailto:annette.thomsen@mediplast.com)  
 Tel: 20 99 98 13