



Intrauterin sugecurette



Curetten sættes på slangen til brug for aspiration fra uterus, ved ex. abort. Curetterne er anatomisk designet, dvs let buede, gennemsigtige og lavet af et stabilt plastmateriale (SBC) uden PVC eller phatalater. Den blødt afrundede tip, gør det lettere at indføre curetten atraumatisk i uterus. På siden af curetten fremgår størrelsen som står i "relief" og som også kan anvendes til at bestemme curettens tip placering i uterus. Den matte del på curetten indikerer hvor dybt curetten er indført (10cm – 12cm). Curetten leveres steril (Gamma steriliseret) og er et engangsprodukt med 4 års holdbarhed

Varenummer	Beskrivelse	Æske	Trsp. karton
PS6107	Curette 7 mm	10	100
PS6108	Curette 8 mm	10	100
PS6109	Curette 9 mm	10	100
PS6110	Curette 10 mm	10	100
PS6111	Curette 11 mm	10	100
PS6112	Curette 12 mm	10	100

Æske = mindste kvantitet/bestilling



Produkt:	Sterilt engangsprodukt. CE mærket klasse IIa
Pakning:	Produkt i blister: Bund PA/LDPE Top PE/PET Afdelingspakke: Polypose PRE Trsp: Genbrugs mulig, ikke klorgas bleget karton
Materiale:	Curette: SBC = styren-butadine Copylom