

Mediplast ændrer i kanylesortimentet.

Vi udskifter vores metalkonnetorer til plast af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager.

Den nuværende metalkonnettor er vanskeligere at forbinde til forskellige typer sprøjter, da den har en firkantet form, som skal passe til en rund sprøjte (se billede).


Vi har konkluderet, at miljøpåvirkningen er mindre på plastikkonnetorer end dem af metal, idet vores underleverandør ikke længere kan garantere indholdet af metalkonnetorerne.

Arbejdet med udskiftningen er påbegyndt i produktionen. Derfor vil nogle størrelser ses på afdelingerne med det samme, mens andre gradvist udfases. Konnetoren på de sjældent anvendte størrelser vil forblive i metal i et års tid endnu.

Håndtering og brug vil ikke blive berørt af udskiftningen. Sug / kanyler i rustfrit stål er uændret.

Desværre vil 2 størrelser udgå af sortimentet; 1,3 x 110 mm og 2,5 x 110 mm.

Vi håber I vil synes godt om det nye design på vores specialkanyler.




MVH

Mathias Holmgren

Product Manager

+ 46 706 33 40 36



Specialkanyl med stilet			Specialkanyl		
Vare.nr.		Farve	Vare.nr.		Farve
6062510169	0.6 x 25 mm	Blå	6062590715	0.7 x 150 mm	Sort
6062570478	0.7 x 40 mm	Sort	6062590720	0.7 x 200 mm	Gul
6062570775	0.7 x 70 mm		6062600093	0.9 x 110 mm	
6062570973	0.7 x 90 mm		6062620091	0.9 x 120 mm	
6062570980	0.7 x 120 mm		6062630090	0.9 x 150 mm	
6062570999	0.9 x 90 mm	Gul	6062630192	0.9 x 200 mm	Lyserød
6062571000	0.9 x 120 mm	Lyserød	6062630195	0.9 x 250 mm	
6062571020	0.9 x 150 mm		6062610126	1.2 x 115 mm	UDGÅR
6062571120	1.2 x 100 mm	Lyserød	6062600135	1.3 x 110 mm	UDGÅR
6062572020	1.2 x 150 mm		6062600184	1.8 x 110 mm	Transparent
			6062610209	2.0 x 115 mm	Grøn
			6062610215	2.0 x 150 mm	
			6062610220	2.0 x 200 mm	
			6062600259	2.5 x 110 mm	UDGÅR