



Rainbow Trays™

MEDIPLAST introducerer Rainbow Trays - farvekodede anæstesibakker til anæstetikanyler og ampuller. Anæstesibakkerne er designet til at reducere risikoen for både fejladministration af lægemidler og krydskontaminering - og dermed øge patientsikkerheden under operation.

Farverne på anæstesibakkerne er tilpassede efter retningslinjerne for farvemærkning af anæstetikanyler og intensivpleje, ISO 26825:2008

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
RT33	Rainbow Trays Testbox med 3 grundbakker – Hoved, Akut og Lokal samt 10 indsættelsesbakker hver	1/1
RT303	Rainbow Trays – Full Set med 3 grundbakker – Main, Akut og Lokal samt 100 indsættelsesbakker hver	1/1
RT101M	Rainbow Trays – Main Set med 1 grundbakke – Hovedbakke, 100 indsættelsesbakker	1/1
RT101L	Rainbow Trays – Local Set med 1 grundbakke – Lokalanæstesi, 100 indsættelsesbakker	1/1
RT101E	Rainbow Trays – Emergency Set med 1 grundbakke – Akut, 100 indsættelsesbakker	1/1

Materiale:

Indsættelsesbakke: Polyethylene terephthalate PET.

Grundbakke: PETG, Vivak.

Anvendelse:

Grundbakken kan genanvendes op til 100 gange.

De kan aftørres med antibakterielle servietter og kan steriliseres med ethylenoxid.

Indsættelsesbakkerne er til engangsbrug og kan destrueres i plastgenbrug.