














Symbol	Navn på symbol	Forklaring
	Producent	Navn og adresse på ansvarlig
	Fremstillingsdato	Dato for produktets fremstilling
	Udløbsdato	Sidste brugsdato
	Lot/batch	
	Artikelnummer (reference)	
	Sterilisering med EO	
	Sterilisering med bestråling	
	Må ikke gensteriliseres	
	Usterilt	Produktet er usterilt. Produktet har ikke gennemgået en steriliseringsproces.
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget/brudt	Angiver, at produktet ikke må anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet ved modtagelse.
	Må ikke genanvendes	Produktet må ikke genanvendes, engangsprodukt.
	Se brugsanvisning	Angiver, at der findes en brugsanvisning.
	Advarsel	Brugeren skal rådføre sig med brugsanvisningen for at få oplysninger som f.eks. advarsler eller kontraindikationer, som ikke præsenteres på etiketten.